



HINT 365

HealthyInstantTracker

Guida all'uso

Il diario della pressione: registri le misure a voce o con una foto del misuratore, importi i referti e prepari il report per il medico.

1. Cos'è HINT 365

HINT 365 è un **diario**: registra i valori del tuo misuratore di pressione, **SYS** (massima), **DIA** (minima) e **PUL** (pulsazioni), con data e ora, e li mostra in tabelle, grafici e report.

HINT 365 non è un dispositivo medico e non dà consigli medici. Non valuta i valori, non dice se sono normali o alti, non fa diagnosi e non sostituisce il medico. La valutazione spetta sempre al medico.

2. I costi, in chiaro

Cosa	Costo	A chi va
HINT 365: app, voce, referti, grafici, report, Web Dashboard, conservazione delle misure	Gratis	Nessuno
Funzionalità AI: Scan del misuratore, fino a 3 foto al giorno	15 giorni gratis dal primo Scan, poi 4,99 \$ all'anno, disdici quando vuoi	Al proprietario dell'app, tramite Google Play

L'app è gratuita. Si pagano solo le **funzionalità AI** (oggi lo Scan): attive subito con 15 giorni di prova (3 Scan al giorno, al massimo 45 foto), poi 4,99 \$ all'anno. L'abbonamento comprende un **plafond annuo** di 2,50 \$ di AI per persona: il server registra quanti Scan fai e quanto costano, e il pulsante Scan ti mostra quanti te ne restano; finito il plafond, lo Scan si ferma fino al rinnovo dopo 12 mesi. Due giorni prima della fine della prova arriva una notifica. Senza abbonamento il pulsante Scan diventa grigio; la voce e tutto il resto continuano a funzionare. La prova vale una volta per account Google e per telefono.

3. Installazione e aggiornamenti

- Sul telefono Android apri <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/download> e scarica **HINT.apk**.
- Apri il file: Android chiede di consentire l'installazione da questa fonte. Consenti.
- Tocca **"Accedi con Google"**: l'accesso usa gli standard OAuth 2.0 e OpenID Connect, e HINT 365 non riceve mai la tua password.

4. Leggi le **condizioni d'uso** e accettale: compaiono alla prima installazione e a **ogni aggiornamento** dell'app. Senza accettazione l'app non si apre. HINT 365 non è un dispositivo medico: non fa diagnosi, non dà consigli e non si iniziano, sospendono o cambiano cure o medicine per quello che mostra; per ogni scelta decide il medico. Dopo l'accettazione l'app ti propone di **salvare le condizioni in PDF** sul telefono (solo se tocchi «Salva»). In alto una barra si riempie mentre scorri: le caselle e «Accetto» si attivano quando hai letto fino in fondo. In fondo a ogni schermata ci sono i link alle condizioni (da lì le scarichi in PDF) e alla privacy, nella lingua dell'app (in inglese se il telefono usa un'altra lingua).
5. Da quel momento l'app si apre con **impronta, volto o blocco schermo** del telefono. Se il telefono non ha nessun blocco schermo l'app si apre senza protezione e in Pressione compare un avviso arancione che porta alle impostazioni: proteggere il telefono è una tua responsabilità.
6. Ogni tanto (al massimo ogni 14 giorni) una piccola finestra propone di usare l'impronta o il volto, oppure, se il telefono non ha blocco, di impostarne uno: «Attiva» apre le impostazioni del telefono, «Non ora» la chiude. Non c'è un PIN solo per HINT 365.

Per aggiornare installa la nuova versione **sopra** quella esistente, senza disinstallare. Se una versione vecchia viene disattivata, l'app mostra solo il pulsante per scaricare l'ultima: i dati restano.

4. Registrare una misura

Registra

1. Tocca **Voce** e pronuncia i tre valori nell'ordine: **SYS**, **DIA**, **PUL** (es. "127, 80, 70"). Puoi fare pause.
2. Mentre parli una dottoressa con lo stetoscopio ti ascolta: le onde crescono con la tua voce. L'app si ferma da sola quando ha sentito tre numeri e ti mostra i valori.
3. Controlla e tocca **Salva misura**. Data e ora sono quelle del momento in cui hai parlato.

L'app rifiuta valori impossibili (per esempio DIA più alta di SYS, un numero mancante) e segnala in arancione quelli insoliti, da ricontrollare.

Scan

Il pulsante Scan porta una piccola bacchetta magica: è una funzionalità AI. Nei primi 15 giorni hai **3 Scan al giorno** gratis (sotto il pulsante: i giorni di prova che restano), poi con l'abbonamento da 4,99 \$ all'anno (sotto il pulsante: gli Scan che restano nell'anno). Finita la prova, il pulsante grigio «Sblocca questa funzionalità» e Gestore → **Abbonamento funzionalità AI** aprono l'abbonamento. Nel Gestore vedi anche quanti Scan hai fatto e quanti ne restano: è una stima, perché dipende dal costo di ogni foto presso il fornitore AI. Le condizioni d'uso si scaricano in PDF con il pulsante in fondo al testo.

1. Tocca **Scan** e fotografa il display del misuratore: dritto, da vicino, senza riflessi, con **SYS**, **DIA** e **PUL** tutti visibili.
2. L'intelligenza artificiale (Claude di Anthropic) legge i numeri; l'app ti mostra la foto con i tre valori.
3. Se sono quelli del display tocca **Sì, sono giusti: salva**. Se sono sbagliati tocca **I numeri sono sbagliati: rifai la foto**.

Se la foto non si legge con certezza (scura, sfocata, con un riflesso, storta) l'app non indovina: ti dice il motivo e ti chiede di rifarla, oppure di dire i valori a voce. La foto non viene salvata da nessuna parte e viene cancellata dal telefono alla fine.

5. Intelligenza artificiale nello Scan

Lo Scan (condizioni d'uso versione 21) legge il display con l'intelligenza artificiale. La foto passa dal server di HINT 365 ad Anthropic (Claude Haiku) con la chiave del proprietario: solo la foto del display, senza nome né account, non salvata dal server e non usata per addestrare i modelli. Nessuno deve inserire una propria chiave. A HINT 365 arrivano solo i tre numeri che confermi. Il lettore senza AI della versione 20 è stato tolto perché non leggeva in modo affidabile i display veri.

6. Le schermate

In basso ogni scheda ha un'icona e il suo nome. Solo il proprietario dell'app vede anche **Admin** (scudo ↗, l'ultima), che apre sul web la sua console: solo i numeri, senza le schede Pressione e Referti.

Scheda	Cosa trovi
Pressione (cuore)	I pulsanti Voce (blu) e Scan (foto, viola), l'ultima misura, i valori medi degli ultimi 7 giorni (una media al giorno) e il riepilogo; in fondo Scarica il report della pressione (PDF) (va nella cartella Download e si apre) e Vai ai tuoi report completi .
Referti (foglio con provetta)	Importa referto e la barra di avanzamento durante il caricamento; sotto Vai ai tuoi report completi , che apre nel browser la pagina dei referti (una colonna per ogni data di referto, in ordine di data anche se un referto vecchio arriva dopo); in fondo lo storico referti caricati , chiuso sotto il loro numero (un tocco lo apre), giorno per giorno (un caricamento rifiutato o già fatto lo dice la barra e resta solo nei log tecnici).
Gestore (ingranaggio)	in cima il Tema dell'app (scuro, il tema di base, oppure chiaro: anche la Web Dashboard si apre così), poi I tuoi dati (quante misure e quanti referti hai salvato; cancellare una misura o tutte), Account (account Google, esci, elimina l'account) e in fondo Consiglia HINT 365 .

7. Web Dashboard e medico

- Tocca **Vai ai tuoi report completi** in fondo a Pressione (o a Referti): il browser si apre già collegato al tuo account (il link vale 60 secondi).
- La prima volta accetta il **cookie tecnico** che ti tiene collegato per 7 giorni. È l'unico cookie: niente pubblicità, statistiche o terze parti. Il link **Cookie** in fondo alla pagina mostra la scelta e la cambia; non c'è un pulsante Esci: la sessione scade da sola.
- Vedi i grafici grandi degli ultimi 7 giorni, l'elenco delle misure e scarichi lo stesso PDF A4 dell'app.
- Invia al medico**: scegli **Email** o **WhatsApp**. Partono insieme il PDF del report e un link di sola lettura valido 7 giorni, con un messaggio già scritto nella lingua del telefono ("Buongiorno, trasmetto il report pressorio rilevato nel periodo ..."; oggetto email "Report pressorio"). Sul telefono il PDF viene allegato da solo; sul computer viene scaricato e lo alleggi tu. Puoi ritirare i link quando vuoi.

8. Promemoria

Ogni giorno alle **9:00** e alle **17:00** arriva "Ricordati di misurare la pressione", con un numero sull'icona. A mezzanotte si azzerano. Si spengono dalle impostazioni del telefono ("Promemoria misure").

9. Nuovo telefono o telefono perso

Installa HINT 365 sul nuovo telefono e tocca **"Accedi con Google"** con lo stesso account: ritrovi tutte le misure. Il telefono vecchio viene scollegato.

10. I tuoi dati

- **Cosa viene salvato:** le misure con data, ora e fonte (voce o foto del misuratore); del tuo account Google solo un'impronta cifrata, **mai l'email**, che resta sul telefono.
- **Voce:** la voce viene trascritta dal telefono; al server arrivano solo i tre numeri.
- **Scan:** la foto del display è letta da Anthropic per conto di HINT 365, non viene salvata e poi viene cancellata dal telefono; si salvano solo i tre numeri confermati e, per il plafond, quanti Scan hai fatto e quanto sono costati.
- **Dove e per quanto:** su **Cloudflare**, database nell'**Unione Europea**. Le misure si conservano al massimo **365 giorni**: quelle più vecchie vengono cancellate ogni notte. Esporta PDF o Excel se vuoi tenerle più a lungo.
- **Chi li vede:** solo tu, e il medico con il link che gli mandi. Il proprietario dell'app vede solo numeri d'uso legati a un codice anonimo (iscrizione, ultimo accesso, quante misure), mai i valori o i report. Gli errori tecnici finiscono in un registro sintetico, senza valori delle misure, conservato 90 giorni, per correggere i problemi.
- **Cancellazione:** in Gestore puoi cancellare una misura, tutte le misure oppure l'account. È immediata e definitiva; resta solo la prova delle condizioni accettate.

Informativa completa: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/privacy> · Condizioni d'uso: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/terms>

11. Responsabilità

Nessun consiglio medico. HINT 365 raccoglie e mostra i dati che inserisci. Ogni decisione sulla salute va presa con il medico.

Controlla sempre i valori. La lettura della foto e il riconoscimento della voce possono sbagliare: prima di salvare, confronta i numeri con il display del misuratore.

Servizio senza garanzie. HINT 365 è offerto così com'è, senza garanzia di disponibilità continua; valgono le condizioni d'uso accettate nell'app.

Tieni una copia. Scarica regolarmente il PDF (in fondo alla scheda Pressione) e conservalo.

Questo documento descrive il servizio e non costituisce consulenza legale.

Referti

Solo referti tuoi. Un account è di una sola persona: carica solo referti e misure tuoi, mai di un familiare. HINT 365 non sa di chi sono i dati e non li può separare (condizioni d'uso).

1. Apri **Referti** → **Importa referto** e scegli il PDF del laboratorio o una foto del referto (massimo 20 MB; PDF non protetti fino a 15 pagine). Altri tipi di file non si possono scegliere.

2. Il resto lo fa l'app, anche se cambi scheda: una barra si riempie passando per **Elaborazione** → **Scansione** → **Caricamento**; alla fine l'esito resta qualche secondo, poi la barra sparisce e l'esito va nello storico dei caricamenti. Il documento è letto solo sul telefono; originale, generalità e testo completo non vengono caricati.
3. Si salva solo se tutto è chiaro: una sola data del referto e ogni riga dei risultati compresa, anche gli esami che non sono nel nostro elenco (con il nome com'è stampato). Se qualcosa non è chiaro non si salva nulla e l'app dice perché.
4. Mai doppioni: lo stesso file, o lo stesso esame nella stessa data, non viene salvato due volte. Anche un referto vecchio si salva con la sua data. I risultati non si cancellano mai da soli: restano finché li elimini tu. Il documento resta sul telefono; al server arrivano, cifrati in transito, solo data e valori come stampati, mai nome o riferimenti alla persona.
5. Sul web, **Referti** mostra una tabella: una riga per esame, una colonna per data di referto; un trattino dove l'esame manca. In arancione con ↑ o ↓ un valore fuori dal riferimento stampato sul referto (solo un confronto, non una valutazione). **Elimina** sotto una data toglie quella colonna; il referto si può poi caricare di nuovo. **Elimina tutti i referti**, sotto la tabella, li toglie tutti. **Condividi** e **PDF** danno la stessa tabella.

App e web seguono la lingua di telefono/browser: italiano, inglese, tedesco e francese, con inglese come lingua predefinita. La valutazione medica spetta al medico.