



HINT 365

HealthyInstantTracker

Guida all'uso

Il diario della pressione: registri le misure a voce o con una foto e prepari il report per il medico.

1. Cos'è HINT 365

HINT 365 è un **diario**: registra i valori del tuo misuratore di pressione, **SYS** (massima), **DIA** (minima) e **PUL** (pulsazioni), con data e ora, e li mostra in tabelle, grafici e report.

HINT 365 non è un dispositivo medico e non dà consigli medici. Non valuta i valori, non dice se sono normali o alti, non fa diagnosi e non sostituisce il medico. La valutazione spetta sempre al medico.

2. Gratis e facoltativo: cosa si paga

Funzione	Costo
Registrare le misure a voce, tabelle, grafici, report PDF ed Excel, promemoria, recupero su nuovo telefono	Gratis
Scansione: leggere i numeri da una foto del misuratore con l'intelligenza artificiale	Facoltativa, a pagamento

La scansione usa l'intelligenza artificiale di **Anthropic** e costa circa **mezzo centesimo di dollaro a foto**. La paghi tu, con un tuo credito prepagato su Anthropic: nessun altro paga le tue foto e tu non paghi quelle degli altri. Se non la attivi, l'app funziona comunque in tutto il resto.

3. Installazione

1. Sul telefono Android apri <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/download> e scarica **HINT.apk**.
2. Apri il file: Android chiede di consentire l'installazione da questa fonte. Consenti.
3. Apri HINT 365, leggi la nota sui dati, spunta **"Ho letto e accetto"** e tocca **"Accedi con Google"**.
4. Da quel momento l'app si apre con **impronta, volto o blocco schermo** del telefono.

Google serve solo a creare il tuo diario e a ritrovarlo se cambi telefono. Nel giorno per giorno non viene più chiesto.

4. Registrare una misura



Registra (gratis)

- 1. Tocca **Registra** e pronuncia i tre valori nell'ordine: **SYS**, **DIA**, **PUL** (es. "127, 80, 70"). Puoi fare pause.
- 2. L'app si ferma da sola quando ha sentito tre numeri e ti mostra i valori.
- 3. Controlla e tocca **Salva**. Data e ora sono quelle del momento in cui hai parlato.

L'app rifiuta valori impossibili (per esempio DIA più alta di SYS, un numero mancante) e segnala in arancione quelli insoliti, da ricontrollare.

 Scansiona (facoltativo, a pagamento)

- 1. Tocca **Scansiona** e fotografa il display del misuratore: da vicino, dritto, senza riflessi.
- 2. L'app legge i numeri e te li mostra. Controlla che siano uguali al display e tocca **Salva**.

5. Attivare la scansione (credito AI)

Al primo avvio l'app mostra una schermata di benvenuto che spiega le due modalità: puoi toccare **"Continua senza scansione"** e attivarla più avanti da **Admin** → **Token** → **"Aggiungi la mia chiave"**. I passaggi sono quattro, ognuno con il suo pulsante:

- 1. **Crea un account su Anthropic** (gratis, con la tua email).
- 2. **Aggiungi credito**: carica un piccolo credito prepagato (bastano pochi dollari per mesi).
- 3. **Crea una chiave**: inizia con **sk-ant-**; copiala.
- 4. **Salva la chiave qui**: torna nell'app, tocca **"Incolla la chiave"**, scrivi il credito che vedi su Anthropic e tocca **Salva**.

La chiave viene provata e salvata cifrata sul server; non viene più mostrata, nemmeno a te. Puoi sostituirla o cancellarla quando vuoi. Il saldo mostrato nell'app è una stima: il valore vero è quello su Anthropic.

6. Le schermate

Scheda	Cosa trovi
Pressione	I pulsanti Registra e Scansiona, l'ultima misura, la tabella degli ultimi 7 giorni (una media al giorno) e il riepilogo con valori più alti e medie.
Report	7, 15 o 30 giorni: grafico giornaliero, medie del periodo, Media giorno e Media serale , valori estremi, invio del PDF per il medico e del file Excel .
Admin	Crediti (saldo stimato, ricarica), Token (la tua chiave), Database misure (cancellare una misura o tutte), Identity (account Google, condividi l'app, elimina l'account).

7. Promemoria

Ogni giorno alle **9:00** e alle **17:00** arriva "Ricordati di misurare la pressione", con un numero sull'icona. A mezzanotte si azzerano. Si spengono dalle impostazioni del telefono ("Promemoria misure").

8. Nuovo telefono o telefono perso

Installa HINT 365 sul nuovo telefono e tocca **"Accedi con Google"** con lo stesso account: ritrovi tutte le misure. Il telefono vecchio viene scollegato. Per aggiornare l'app installa la nuova versione **sopra** quella

esistente, senza disinstallare.

9. I tuoi dati

- **Cosa viene salvato:** l'email e l'identificativo del tuo account Google (solo per ritrovare il diario), le misure con data e ora e la loro fonte (foto o voce), la tua chiave Anthropic cifrata se la inserisci.
- **Foto e voce:** la foto viene inviata ad Anthropic solo per leggere i numeri e non viene conservata dall'app. La voce viene trascritta dal telefono; all'app arrivano solo i tre numeri.
- **Dove:** su server **Cloudflare**, con il database nell'**Unione Europea**. Il codice dell'app è su **GitHub**.
- **Chi li vede:** solo tu. Gli altri utenti no. Chi gestisce il servizio può accedere al database solo per manutenzione.
- **Cancellazione:** in Admin puoi cancellare una misura, tutte le misure, oppure l'account con tutti i dati. È immediata e definitiva.

Informativa completa: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/privacy>

10. Responsabilità

Nessun consiglio medico. HINT 365 raccoglie e mostra i dati che inserisci. Ogni decisione sulla salute va presa con il medico. Il gestore di HINT 365 non risponde di scelte mediche fatte sulla base dei dati dell'app.

Controlla sempre i valori. La lettura della foto e il riconoscimento della voce possono sbagliare: prima di salvare, confronta i numeri con il display del misuratore.

Servizio senza garanzie. HINT 365 è offerto gratuitamente, così com'è, senza garanzia di disponibilità continua. I dati sono conservati su infrastruttura cloud di terzi (Cloudflare) e il codice su GitHub. Nei limiti consentiti dalla legge, il gestore non risponde di interruzioni del servizio, errori o perdite di dati.

Tieni una copia. Esporta regolarmente il PDF o il file Excel dal Report e conservalo.

Questo documento descrive il servizio e non costituisce consulenza legale.