



HINT 365

HealthyInstantTracker

Guida all'uso

Il diario della pressione: registri le misure a voce o con una foto e prepari il report per il medico.

1. Cos'è HINT 365

HINT 365 è un **diario**: registra i valori del tuo misuratore di pressione, **SYS** (massima), **DIA** (minima) e **PUL** (pulsazioni), con data e ora, e li mostra in tabelle, grafici e report.

HINT 365 non è un dispositivo medico e non dà consigli medici. Non valuta i valori, non dice se sono normali o alti, non fa diagnosi e non sostituisce il medico. La valutazione spetta sempre al medico.

2. I costi, in chiaro

Cosa	Costo	A chi va
HINT 365: app, grafici, report, Web Dashboard, conservazione delle misure	Oggi gratuita. Quando uscirà sul Play Store: 5 \$ all'anno, disdici quando vuoi	Al proprietario dell'app, tramite Google Play
Funzionalità AI, facoltative: Scan del misuratore (già disponibile); documenti medici resi anonimi (in arrivo)	A consumo, circa 0,006 \$ a foto	Ad Anthropic, dal tuo credito

Senza funzionalità AI non paghi nient'altro. Il credito Anthropic è tuo: lo gestisci su Anthropic, scala solo quando usi l'AI e puoi usarlo anche per altri scopi. Il proprietario di HINT 365 non ne incassa nulla.

3. Installazione e aggiornamenti

- Sul telefono Android apri <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/download> e scarica **HINT.apk**.
- Apri il file: Android chiede di consentire l'installazione da questa fonte. Consenti.
- Tocca "**Accedi con Google**": l'accesso usa gli standard OAuth 2.0 e OpenID Connect, e HINT 365 non riceve mai la tua password.
- Leggi le **condizioni d'uso** e accettale: compaiono alla prima installazione e a **ogni aggiornamento** dell'app. Senza accettazione l'app non si apre.
- Da quel momento l'app si apre con **impronta, volto o blocco schermo** del telefono.

Per aggiornare installa la nuova versione **sopra** quella esistente, senza disinstallare. Se una versione vecchia viene disattivata, l'app mostra solo il pulsante per scaricare l'ultima: i dati restano.

4. Registrare una misura

Registra

1. Tocca **Registra** e pronuncia i tre valori nell'ordine: **SYS**, **DIA**, **PUL** (es. "127, 80, 70"). Puoi fare pause.
2. L'app si ferma da sola quando ha sentito tre numeri e ti mostra i valori.
3. Controlla e tocca **Salva misura**. Data e ora sono quelle del momento in cui hai parlato.

L'app rifiuta valori impossibili (per esempio DIA più alta di SYS, un numero mancante) e segnala in arancione quelli insoliti, da ricontrollare.

✦ Scan (funzionalità AI)

1. Tocca **Scan** e fotografa il display del misuratore: da vicino, dritto, senza riflessi.
2. L'app legge i numeri e te li mostra. Controlla che siano uguali al display e tocca **Salva misura**. La foto non viene conservata.

Scan è acceso solo quando Anthropic conferma che la chiave è valida e che c'è credito. Il controllo è automatico: all'apertura, dopo un errore e quando trascini lo schermo in giù. Se il credito finisce, Scan si spegne e l'app te lo dice.

5. Attivare le funzionalità AI

Tocca ✦ **Attiva AI** (in alto nella schermata Pressione, oppure in Admin). I passaggi sono quattro, ognuno con il suo pulsante:

1. **Crea un account su Anthropic** (gratis, con la tua email).
2. **Aggiungi credito**: carica un piccolo credito prepagato (pochi dollari bastano per molte foto).
3. **Crea una chiave**: inizia con **sk-ant-**; copiala.
4. **Salva la chiave qui**: torna nell'app, incollala e tocca **Salva**.

La chiave viene provata con Anthropic e salvata cifrata sul server; non viene più mostrata, nemmeno a te. Puoi sostituirla o cancellarla quando vuoi. Anthropic non permette alle app di leggere il saldo: nell'app vedi i **consumi stimati**, il saldo esatto è sulla tua pagina Anthropic.

6. Le schermate

Scheda	Cosa trovi
Pressione	I pulsanti Registra e Scan, l'ultima misura, la settimana (una media al giorno) e il riepilogo.
Report	Gli ultimi 7 giorni: grafici con un punto per giorno (la media del giorno), medie, mattina e sera, valori estremi; il PDF per il medico, il file Excel e il pulsante Web Dashboard .
Admin	Crediti (consumi stimati, link al saldo su Anthropic, Ricarica), Funzionalità AI (stato, sostituisci o cancella la chiave), Costi , Database misure (cancellare una misura o tutte), Identity (account Google, esci, elimina l'account) e in fondo Condividi l'app .

7. Web Dashboard e medico

1. Nel Report tocca **Web Dashboard**: il browser si apre già collegato al tuo account (il link vale 60 secondi).
2. La prima volta accetta il **cookie tecnico** che ti tiene collegato per 7 giorni. È l'unico cookie: niente pubblicità, statistiche o terze parti.
3. Vedi i grafici grandi degli ultimi 7 giorni, l'elenco delle misure e scarichi lo stesso PDF A4 dell'app.
4. **Invia al medico**: scegli **Email** o **WhatsApp**. Partono insieme il PDF del report e un link di sola lettura valido 7 giorni, con un messaggio già scritto nella lingua del telefono ("Buongiorno, trasmetto il report pressorio rilevato nel periodo ..."; oggetto email "Report pressorio"). Sul telefono il PDF viene allegato da solo; sul computer viene scaricato e lo alleggi tu. Puoi ritirare i link quando vuoi.

8. Promemoria

Ogni giorno alle **9:00** e alle **17:00** arriva "Ricordati di misurare la pressione", con un numero sull'icona. A mezzanotte si azzerano. Si spengono dalle impostazioni del telefono ("Promemoria misure").

9. Nuovo telefono o telefono perso

Installa HINT 365 sul nuovo telefono e tocca **"Accedi con Google"** con lo stesso account: ritrovi tutte le misure. Il telefono vecchio viene scollegato.

10. I tuoi dati

- **Cosa viene salvato**: le misure con data, ora e fonte (voce o foto); del tuo account Google solo un'impronta cifrata, **mai l'email**, che resta sul telefono; la tua chiave Anthropic cifrata, se la inserisci.
- **Foto e voce**: la foto va ad Anthropic solo per leggere i numeri e non viene conservata. La voce viene trascritta dal telefono; al server arrivano solo i tre numeri.
- **Dove e per quanto**: su **Cloudflare**, database nell'**Unione Europea**. Le misure si conservano al massimo **365 giorni**: quelle più vecchie vengono cancellate ogni notte. Esporta PDF o Excel se vuoi tenerle più a lungo.
- **Chi li vede**: solo tu, e il medico con il link che gli mandi. Il proprietario dell'app vede solo numeri d'uso legati a un codice anonimo (iscrizione, ultimo accesso, quante misure), mai i valori o i report. Gli errori tecnici finiscono in un registro sintetico, senza valori delle misure, conservato 90 giorni, per correggere i problemi.
- **Cancellazione**: in Admin puoi cancellare una misura, tutte le misure oppure l'account. È immediata e definitiva; resta solo la prova delle condizioni accettate.

Informativa completa: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/privacy> · Condizioni d'uso:
<https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/terms>

11. Responsabilità

Nessun consiglio medico. HINT 365 raccoglie e mostra i dati che inserisci. Ogni decisione sulla salute va presa con il medico.

Controlla sempre i valori. La lettura della foto e il riconoscimento della voce possono sbagliare: prima di salvare, confronta i numeri con il display del misuratore.

Servizio senza garanzie. HINT 365 è offerto così com'è, senza garanzia di disponibilità continua; valgono le condizioni d'uso accettate nell'app.

Tieni una copia. Esporta regolarmente il PDF o il file Excel dal Report e conservalo.

Questo documento descrive il servizio e non costituisce consulenza legale.