



# HINT 365

HealthyInstantTracker

## Guida all'uso

Il diario della pressione: registri le misure a voce o con una foto del misuratore, importi i referti e prepari il report per il medico.

### 1. Cos'è HINT 365

HINT 365 è un **diario**: registra i valori del tuo misuratore di pressione, **SYS** (massima), **DIA** (minima) e **PUL** (pulsazioni), con data e ora, e li mostra in tabelle, grafici e report.

**HINT 365 non è un dispositivo medico e non dà consigli medici.** Non valuta i valori, non dice se sono normali o alti, non fa diagnosi e non sostituisce il medico. La valutazione spetta sempre al medico.

### 2. I costi, in chiaro

| Cosa                                                                      | Costo                                                                                  | A chi va                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| HINT 365: app, grafici, report, Web Dashboard, conservazione delle misure | <b>Oggi gratuita. Quando uscirà sul Play Store: 5 \$ all'anno, disdici quando vuoi</b> | Al proprietario dell'app, tramite Google Play |

Non ci sono altri costi di HINT 365: registrazione a voce e importazione dei referti sono comprese. Lo **Scan** comprende 3 letture al giorno; per arrivare a 30 al giorno puoi usare il **tuo** abbonamento AI, il cui costo lo addebita il tuo fornitore.

### 3. Installazione e aggiornamenti

1. Sul telefono Android apri <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/download> e scarica **HINT.apk**.
2. Apri il file: Android chiede di consentire l'installazione da questa fonte. Consenti.
3. Tocca **"Accedi con Google"**: l'accesso usa gli standard OAuth 2.0 e OpenID Connect, e HINT 365 non riceve mai la tua password.
4. Leggi le **condizioni d'uso** e accettale: compaiono alla prima installazione e a **ogni aggiornamento** dell'app. Senza accettazione l'app non si apre.
5. Da quel momento l'app si apre con **impronta, volto o blocco schermo** del telefono. Se il telefono non ha nessun blocco schermo l'app si apre senza protezione e in Pressione compare un avviso arancione che porta alle impostazioni: proteggere il telefono è una tua responsabilità.

6. Ogni tanto (al massimo ogni 14 giorni) una piccola finestra propone di usare l'impronta o il volto, oppure, se il telefono non ha blocco, di impostarne uno: «Attiva» apre le impostazioni del telefono, «Non ora» la chiude. Non c'è un PIN solo per HINT 365.

Per aggiornare installa la nuova versione **sopra** quella esistente, senza disinstallare. Se una versione vecchia viene disattivata, l'app mostra solo il pulsante per scaricare l'ultima: i dati restano.

## 4. Registrare una misura

---

### Registra

1. Tocca **Voce** e pronuncia i tre valori nell'ordine: **SYS**, **DIA**, **PUL** (es. "127, 80, 70"). Puoi fare pause.
2. Mentre parli una dottoressa con lo stetoscopio ti ascolta: le onde crescono con la tua voce. L'app si ferma da sola quando ha sentito tre numeri e ti mostra i valori.
3. Controlla e tocca **Salva misura**. Data e ora sono quelle del momento in cui hai parlato.

L'app rifiuta valori impossibili (per esempio DIA più alta di SYS, un numero mancante) e segnala in arancione quelli insoliti, da ricontrollare.

### Scan

Ogni giorno hai **3 Scan gratuiti**. Se ne vuoi di più, fino a 30 al giorno: Gestore → **Scan con l'AI** → scegli il tuo fornitore (Claude, ChatGPT, Gemini o Kimi), incolla la **chiave API** del tuo abbonamento e tocca **Verifica e attiva**. Il link «Dove trovo la chiave» apre la pagina del fornitore.

1. Tocca **Scan** e fotografa il display del misuratore: dritto, da vicino, senza riflessi, con **SYS**, **DIA** e **PUL** tutti visibili.
2. L'intelligenza artificiale legge i numeri (Claude di Anthropic, oppure il tuo fornitore se hai inserito la tua chiave); l'app ti mostra la foto con i tre valori.
3. Se sono quelli del display tocca **Sì, sono giusti: salva**. Se sono sbagliati tocca **I numeri sono sbagliati: rifai la foto**.

Se la foto non si legge con certezza (scura, sfocata, con un riflesso, storta) l'app non indovina: ti dice il motivo e ti chiede di rifarla, oppure di dire i valori a voce. La foto non viene salvata da nessuna parte e viene cancellata dal telefono alla fine.

## 5. Intelligenza artificiale nello Scan

---

Lo Scan (condizioni d'uso versione 21) legge il display con l'intelligenza artificiale. I 3 Scan gratuiti al giorno passano dal server di HINT 365 ad Anthropic (Claude): solo la foto del display, senza nome né account, non salvata dal server e non usata per addestrare i modelli. Con la **tua** chiave (fino a 30 al giorno) la foto va dal telefono al fornitore che hai scelto; la chiave resta solo sul telefono, cifrata, e puoi toglierla quando vuoi. A HINT 365 arrivano solo i tre numeri che confermi. Il lettore senza AI della versione 20 è stato tolto perché non leggeva in modo affidabile i display veri.

## 6. Le schermate

---

In basso ogni scheda ha un'icona e il suo nome. Solo il proprietario dell'app vede anche **Admin** (scudo ↗, l'ultima), che apre sul web la sua console: solo i numeri, senza le schede Pressione e Referti.

| Scheda                               | Cosa trovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressione</b><br>(cuore)          | I pulsanti <b>Voce</b> (blu) e <b>Scan</b> (foto, viola), l'ultima misura, la settimana (una media al giorno) e il riepilogo; in fondo <b>Scarica PDF</b> (va nella cartella Download e si apre) e <b>Vai ai tuoi report completi</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referti</b> (foglio con provetta) | <b>Importa referto</b> e la barra di avanzamento durante il caricamento; sotto <b>Vai ai tuoi report completi</b> , che apre nel browser la pagina dei referti (una colonna per ogni data di referto, in ordine di data anche se un referto vecchio arriva dopo); in fondo lo <b>storico referti caricati</b> , chiuso sotto il loro numero (un tocco lo apre), giorno per giorno (un caricamento rifiutato o già fatto lo dice la barra e resta solo nei log tecnici). |
| <b>Gestore</b><br>(ingranaggio)      | <b>I tuoi dati</b> (quante misure e quanti referti hai salvato; cancellare una misura o tutte), <b>Aspetto</b> (scuro, il tema di base, oppure chiaro: anche la Web Dashboard si apre così), <b>Account</b> (account Google, esci, elimina l'account) e in fondo <b>Condividi l'app</b> .                                                                                                                                                                               |

## 7. Web Dashboard e medico

1. Tocca **Vai ai tuoi report completi** in fondo a Pressione (o a Referti): il browser si apre già collegato al tuo account (il link vale 60 secondi).
2. La prima volta accetta il **cookie tecnico** che ti tiene collegato per 7 giorni. È l'unico cookie: niente pubblicità, statistiche o terze parti. Il link **Cookie** in fondo alla pagina mostra la scelta e la cambia; non c'è un pulsante Esci: la sessione scade da sola.
3. Vedi i grafici grandi degli ultimi 7 giorni, l'elenco delle misure e scarichi lo stesso PDF A4 dell'app.
4. **Invia al medico**: scegli **Email** o **WhatsApp**. Partono insieme il PDF del report e un link di sola lettura valido 7 giorni, con un messaggio già scritto nella lingua del telefono ("Buongiorno, trasmetto il report pressorio rilevato nel periodo ..."; oggetto email "Report pressorio"). Sul telefono il PDF viene allegato da solo; sul computer viene scaricato e lo alleggi tu. Puoi ritirare i link quando vuoi.

## 8. Promemoria

Ogni giorno alle **9:00** e alle **17:00** arriva "Ricordati di misurare la pressione", con un numero sull'icona. A mezzanotte si azzerano. Si spengono dalle impostazioni del telefono ("Promemoria misure").

## 9. Nuovo telefono o telefono perso

Installa HINT 365 sul nuovo telefono e tocca **"Accedi con Google"** con lo stesso account: ritrovi tutte le misure. Il telefono vecchio viene scollegato.

## 10. I tuoi dati

- **Cosa viene salvato**: le misure con data, ora e fonte (voce o foto del misuratore); del tuo account Google solo un'impronta cifrata, **mai l'email**, che resta sul telefono.
- **Voce**: la voce viene trascritta dal telefono; al server arrivano solo i tre numeri.
- **Scan**: la foto del display è letta da Anthropic (o dal tuo fornitore, con la tua chiave che resta sul telefono), non viene salvata e poi viene cancellata dal telefono; si salvano solo i tre numeri confermati.

- **Dove e per quanto:** su **Cloudflare**, database nell'**Unione Europea**. Le misure si conservano al massimo **365 giorni**: quelle più vecchie vengono cancellate ogni notte. Esporta PDF o Excel se vuoi tenerle più a lungo.
- **Chi li vede:** solo tu, e il medico con il link che gli mandi. Il proprietario dell'app vede solo numeri d'uso legati a un codice anonimo (iscrizione, ultimo accesso, quante misure), mai i valori o i report. Gli errori tecnici finiscono in un registro sintetico, senza valori delle misure, conservato 90 giorni, per correggere i problemi.
- **Cancellazione:** in Gestore puoi cancellare una misura, tutte le misure oppure l'account. È immediata e definitiva; resta solo la prova delle condizioni accettate.

Informativa completa: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/privacy> · Condizioni d'uso: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/terms>

## 11. Responsabilità

**Nessun consiglio medico.** HINT 365 raccoglie e mostra i dati che inserisci. Ogni decisione sulla salute va presa con il medico.

**Controlla sempre i valori.** La lettura della foto e il riconoscimento della voce possono sbagliare: prima di salvare, confronta i numeri con il display del misuratore.

**Servizio senza garanzie.** HINT 365 è offerto così com'è, senza garanzia di disponibilità continua; valgono le condizioni d'uso accettate nell'app.

**Tieni una copia.** Scarica regolarmente il PDF (in fondo alla scheda Pressione) e conservalo.

Questo documento descrive il servizio e non costituisce consulenza legale.

## Referti

**Solo referti tuoi.** Un account è di una sola persona: carica solo referti e misure tuoi, mai di un familiare. HINT 365 non sa di chi sono i dati e non li può separare (condizioni d'uso).

1. Apri **Referti** → **Importa referto** e scegli il PDF del laboratorio o una foto del referto (massimo 20 MB; PDF non protetti fino a 15 pagine). Altri tipi di file non si possono scegliere.
2. Il resto lo fa l'app, anche se cambi scheda: una barra si riempie passando per **Elaborazione** → **Scansione** → **Caricamento**; alla fine l'esito resta qualche secondo, poi la barra sparisce e l'esito va nello storico dei caricamenti. Il documento è letto solo sul telefono; originale, generalità e testo completo non vengono caricati.
3. Si salva solo se tutto è chiaro: una sola data del referto e ogni riga dei risultati compresa, anche gli esami che non sono nel nostro elenco (con il nome com'è stampato). Se qualcosa non è chiaro non si salva nulla e l'app dice perché.
4. Mai doppioni: lo stesso file, o lo stesso esame nella stessa data, non viene salvato due volte. Anche un referto vecchio si salva con la sua data. I risultati non si cancellano mai da soli: restano finché li elimini tu. Il documento resta sul telefono; al server arrivano, cifrati in transito, solo data e valori come stampati, mai nome o riferimenti alla persona.

5. Sul web, **Referti** mostra una tabella: una riga per esame, una colonna per data di referto; un trattino dove l'esame manca. In arancione con ↑ o ↓ un valore fuori dal riferimento stampato sul referto (solo un confronto, non una valutazione). **Elimina** sotto una data toglie quella colonna; il referto si può poi caricare di nuovo. **Elimina tutti i referti**, sotto la tabella, li toglie tutti. **Condividi** e **PDF** danno la stessa tabella.

App e web seguono la lingua di telefono/browser: italiano, inglese, tedesco e francese, con inglese come lingua predefinita. La valutazione medica spetta al medico.