



HINT 365

HealthyInstantTracker

Guida all'uso

Il diario della pressione: registri le misure a voce o con una foto e prepari il report per il medico.

1. Cos'è HINT 365

HINT 365 è un **diario**: registra i valori del tuo misuratore di pressione, **SYS** (massima), **DIA** (minima) e **PUL** (pulsazioni), con data e ora, e li mostra in tabelle, grafici e report.

HINT 365 non è un dispositivo medico e non dà consigli medici. Non valuta i valori, non dice se sono normali o alti, non fa diagnosi e non sostituisce il medico. La valutazione spetta sempre al medico.

2. I costi, in chiaro

Cosa	Costo	A chi va
HINT 365: app, grafici, report, Web Dashboard, conservazione delle misure	Oggi gratuita. Quando uscirà sul Play Store: 5 \$ all'anno, disdici quando vuoi	Al proprietario dell'app, tramite Google Play
Funzionalità AI, facoltative: Scan del misuratore (già disponibile); importazione locale dei referti (senza costi Anthropic)	A consumo, circa 0,006 \$ a foto	Ad Anthropic, dal tuo credito

Senza funzionalità AI non paghi nient'altro. Il credito Anthropic è tuo: lo gestisci su Anthropic, scala solo quando usi l'AI e puoi usarlo anche per altri scopi. Il proprietario di HINT 365 non ne incassa nulla.

3. Installazione e aggiornamenti

- Sul telefono Android apri <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/download> e scarica **HINT.apk**.
- Apri il file: Android chiede di consentire l'installazione da questa fonte. Consenti.
- Tocca "**Accedi con Google**": l'accesso usa gli standard OAuth 2.0 e OpenID Connect, e HINT 365 non riceve mai la tua password.
- Leggi le **condizioni d'uso** e accettale: compaiono alla prima installazione e a **ogni aggiornamento** dell'app. Senza accettazione l'app non si apre.
- Da quel momento l'app si apre con **impronta, volto o blocco schermo** del telefono. Se il telefono non ha nessun blocco schermo l'app si apre senza protezione e in Pressione compare un avviso arancione

che porta alle impostazioni: proteggere il telefono è una tua responsabilità.

Per aggiornare installa la nuova versione **sopra** quella esistente, senza disinstallare. Se una versione vecchia viene disattivata, l'app mostra solo il pulsante per scaricare l'ultima: i dati restano.

4. Registrare una misura

Registra

1. Tocca **Registra** e pronuncia i tre valori nell'ordine: **SYS**, **DIA**, **PUL** (es. "127, 80, 70"). Puoi fare pause.
2. L'app si ferma da sola quando ha sentito tre numeri e ti mostra i valori.
3. Controlla e tocca **Salva misura**. Data e ora sono quelle del momento in cui hai parlato.

L'app rifiuta valori impossibili (per esempio DIA più alta di SYS, un numero mancante) e segnala in arancione quelli insoliti, da ricontrollare.

✦ Scan (funzionalità AI)

1. Tocca **Scan** e fotografa il display del misuratore: da vicino, dritto, senza riflessi.
2. L'app legge i numeri e te li mostra. Controlla che siano uguali al display e tocca **Salva misura**. La foto non viene conservata.

Scan è acceso solo quando Anthropic conferma che la chiave è valida e che c'è credito. Il controllo è automatico: all'apertura, dopo un errore e quando trascini lo schermo in giù. Se il credito finisce, Scan si spegne e l'app te lo dice.

5. Attivare le funzionalità AI

Tocca ✦ **Attiva AI** (in alto nella schermata Pressione, oppure in Admin). I passaggi sono quattro, ognuno con il suo pulsante:

1. **Crea un account su Anthropic** (gratis, con la tua email).
2. **Aggiungi credito**: carica un piccolo credito prepagato (pochi dollari bastano per molte foto).
3. **Crea una chiave**: inizia con **sk-ant-**; copiala.
4. **Salva la chiave qui**: torna nell'app, incollala e tocca **Salva**.

La chiave viene provata con Anthropic e salvata cifrata sul server; non viene più mostrata, nemmeno a te. Puoi sostituirla o cancellarla quando vuoi. Anthropic non permette alle app di leggere il saldo: nell'app vedi i **consumi stimati**, il saldo esatto è sulla tua pagina Anthropic.

6. Le schermate

In basso ogni scheda ha un'icona e il suo nome. Solo il gestore dell'app vede anche **Gestore** (scudo 🛡️), che apre la sua area sul web.

Scheda	Cosa trovi
Pressione (cuore)	I pulsanti Registra e Scan, l'ultima misura, la settimana (una media al giorno) e il riepilogo; in fondo Invia PDF , Invia Excel e Web Dashboard .
Referti (foglio con provetta)	Importa referto , la barra di avanzamento durante il caricamento e sotto lo storico dei caricamenti , giorno per giorno, con l'esito di ciascuno (salvato, già importato, non salvato e perché). I risultati sono nella Web Dashboard.
Dashboard (schermo con grafico ↗)	Non è una schermata dell'app: apre la Web Dashboard nel browser, sulla scheda Pressione. Gli ultimi 7 giorni: grafico con un punto per giorno (la media del giorno), medie, mattina e sera con la bilancia, valori estremi, battiti; nelle tabelle il momento è AM (prima delle 12) o PM . Poi la scheda Referti.
Admin	Crediti (consumi stimati, link al saldo su Anthropic, Ricarica), Funzionalità AI (stato, sostituisci o cancella la chiave), Costi , Database misure (cancellare una misura o tutte), Identity (account Google, esci, elimina l'account) e in fondo Condividi l'app .

7. Web Dashboard e medico

1. Tocca **Dashboard** nella barra in basso (o **Web Dashboard** in fondo a Pressione e Referti): il browser si apre già collegato al tuo account (il link vale 60 secondi).
2. La prima volta accetta il **cookie tecnico** che ti tiene collegato per 7 giorni. È l'unico cookie: niente pubblicità, statistiche o terze parti. Il link **Cookie** in fondo alla pagina mostra la scelta e la cambia; non c'è un pulsante Esci: la sessione scade da sola.
3. Vedi i grafici grandi degli ultimi 7 giorni, l'elenco delle misure e scarichi lo stesso PDF A4 dell'app.
4. **Invia al medico**: scegli **Email** o **WhatsApp**. Partono insieme il PDF del report e un link di sola lettura valido 7 giorni, con un messaggio già scritto nella lingua del telefono ("Buongiorno, trasmetto il report pressorio rilevato nel periodo ..."; oggetto email "Report pressorio"). Sul telefono il PDF viene allegato da solo; sul computer viene scaricato e lo alleggi tu. Puoi ritirare i link quando vuoi.

8. Promemoria

Ogni giorno alle **9:00** e alle **17:00** arriva "Ricordati di misurare la pressione", con un numero sull'icona. A mezzanotte si azzerano. Si spengono dalle impostazioni del telefono ("Promemoria misure").

9. Nuovo telefono o telefono perso

Installa HINT 365 sul nuovo telefono e tocca **"Accedi con Google"** con lo stesso account: ritrovi tutte le misure. Il telefono vecchio viene scollegato.

10. I tuoi dati

- **Cosa viene salvato**: le misure con data, ora e fonte (voce o foto); del tuo account Google solo un'impronta cifrata, **mai l'email**, che resta sul telefono; la tua chiave Anthropic cifrata, se la inserisci.
- **Foto e voce**: la foto va ad Anthropic solo per leggere i numeri e non viene conservata. La voce viene trascritta dal telefono; al server arrivano solo i tre numeri.

- **Dove e per quanto:** su **Cloudflare**, database nell'**Unione Europea**. Le misure si conservano al massimo **365 giorni**: quelle più vecchie vengono cancellate ogni notte. Esporta PDF o Excel se vuoi tenerle più a lungo.
- **Chi li vede:** solo tu, e il medico con il link che gli mandi. Il proprietario dell'app vede solo numeri d'uso legati a un codice anonimo (iscrizione, ultimo accesso, quante misure), mai i valori o i report. Gli errori tecnici finiscono in un registro sintetico, senza valori delle misure, conservato 90 giorni, per correggere i problemi.
- **Cancellazione:** in Admin puoi cancellare una misura, tutte le misure oppure l'account. È immediata e definitiva; resta solo la prova delle condizioni accettate.

Informativa completa: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/privacy> · Condizioni d'uso: <https://personalhealthy-api.comevava76.workers.dev/terms>

11. Responsabilità

Nessun consiglio medico. HINT 365 raccoglie e mostra i dati che inserisci. Ogni decisione sulla salute va presa con il medico.

Controlla sempre i valori. La lettura della foto e il riconoscimento della voce possono sbagliare: prima di salvare, confronta i numeri con il display del misuratore.

Servizio senza garanzie. HINT 365 è offerto così com'è, senza garanzia di disponibilità continua; valgono le condizioni d'uso accettate nell'app.

Tieni una copia. Esporta regolarmente il PDF o il file Excel (in fondo alla scheda Pressione) e conservalo.

Questo documento descrive il servizio e non costituisce consulenza legale.

Referti

Solo referti tuoi. Un account è di una sola persona: carica solo referti e misure tuoi, mai di un familiare. HINT 365 non sa di chi sono i dati e non li può separare (condizioni d'uso).

1. Apri **Referti** → **Importa referto** e scegli il PDF del laboratorio o una foto del referto (massimo 20 MB; PDF non protetti fino a 15 pagine). Altri tipi di file non si possono scegliere.
2. Il resto lo fa l'app, anche se cambi scheda: una barra si riempie passando per **Elaborazione** → **Scansione** → **Caricamento**; alla fine l'esito resta qualche secondo, poi la barra sparisce e l'esito va nello storico dei caricamenti. Il documento è letto solo sul telefono; originale, generalità e testo completo non vengono caricati.
3. Si salva solo se tutto è chiaro: una sola data del referto e ogni riga dei risultati compresa, anche gli esami che non sono nel nostro elenco (con il nome com'è stampato). Se qualcosa non è chiaro non si salva nulla e l'app dice perché.
4. Mai dopponi: lo stesso file, o lo stesso esame nella stessa data, non viene salvato due volte. Anche un referto vecchio si salva con la sua data. I risultati non si cancellano mai da soli: restano finché li elimini tu. Il documento resta sul telefono; al server arrivano, cifrati in transito, solo data e valori come stampati, mai nome o riferimenti alla persona.

5. Sul web, **Referti** mostra una tabella: una riga per esame, una colonna per data di referto; un trattino dove l'esame manca. In arancione con ↑ o ↓ un valore fuori dal riferimento stampato sul referto (solo un confronto, non una valutazione). **Elimina** sotto una data toglie quella colonna; il referto si può poi caricare di nuovo. **Elimina tutti i referti**, sotto la tabella, li toglie tutti. **Condividi** e **PDF** danno la stessa tabella.

App e web seguono la lingua di telefono/browser: italiano, inglese, tedesco e francese, con inglese come lingua predefinita. L'importazione non richiede chiave né credito Anthropic. La valutazione medica spetta al medico.